


Сервисный набор 1.010.8043


1.010.7017 Набор для большого водяного блока.



Список запчастей, входящих в набор:

0.238.1061	Мембрана	1
0.238.1068	Кольцо	3
0.238.1067	Кольцо	1
0.238.1057		1
0.238.1051	Фильтр	1
0.200.6133	Кольцо	1
0.220.0447	Сальник	1
0.238.1019	Кольцо	2
0.238.1012	Кольцо	1
0.238.1046	Кольцо	1
1.001.0636	Фильтр	1
0.238.1081	Кольцо	1
0.238.1070	Шток	1
0.238.1047	Кольцо	1
0.238.1038		1


1.010.7020 Набор для селективных клапанов.



Список запчастей, входящих в набор

0.220.0447	Сальник	2
0.200.6318	Кольцо	2
0.763.3423	Ловушка	2
0.200.6316	Кольцо	2
0.763.3203	Заглушка	2


1.010.7022 Набор для Аквамата



Список запчастей , входящих в набор

0.200.6618	Кольцо	1
0.200.6141	Кольцо	1
0.765.2252	Рассекатель	1
1.008.3523	Защитный кожух	1
0.765.2182	Корпус	1
0.065.5599	Шланг	1
0.224.2467	Заглушка	2


1.010.7021 Набор для клапанов отсечки вакуума.



Список запчастей , входящих в набор


0.200.6318	Кольцо	1
0.220.0447	Сальник	1

1.010.7028 Набор для плевательницы и стаканчика.



Список запчастей, входящих в набор

0.764.6093	Рассекатель	1
0.200.6128	Кольцо	1
0.210.5152	Ловушка	1



Список запчастей, входящих в набор

0.220.7926	Фильтр	1
0.200.3098	Фильтр	1
0.210.2402	Шток	1
0.201.7035	Пружина	1
0.200.6071	Кольцо	1
0.728.3792	Мембрана	1

1.010.7024 Набор для соединения Мультифлекс



Список запчастей, входящих в набор

1.004.2775	Кольцо	2
1.004.2776	Кольцо	3


1.010.7025 Набор для Микромотора



Список запчастей, входящих в набор

0.200.6120	Кольцо	3
------------	--------	---


1.010.7027 Набор для 3-х функционального шприца



Список запчастей, входящих в набор

0.200.6121	Кольцо	3
0.200.6046	Кольцо	1

1.010.7029 Набор для многофункционального шприца



Список запчастей, входящих в набор

0.200.6121	Кольцо	3
0.200.6018	Кольцо	1
0.200.6030	Кольцо	1
0.200.6001	Кольцо	1
0.200.6051	Кольцо	1