

PaX-i3D 10x8.5

Характеристики

Тип процессора	Intel® Xeon® E5-1607v4 (4 ядра, 3,1 ГГц, кэш 10 Мбайт, частота памяти 2 133 МГц, 140 Вт)
Чипсет	Intel® C612 Chipset
Оперативная память	32 Гбайт DDR4 RDIMM ECC, 2 400 МГц
Жетский диск	1ТВ
Видеопроцессор	NVIDIA Geforce GTX1050Ti 4Gb / NVIDIA Geforce GTX1060 6Gb
Питание	≥ 685 Watts (90% Efficiency)
Слот	1 PCI Express Gen2 x 1 Slot 1 PCI Express Gen2 x 4 Slot 1 PCI Express Gen3 x 8 Slot 2 PCI Express Gen3 x 16 Slot 1 PCI 32bit/33MHz
CD/DVD	8x DVD-/RW Slimline
Операционная система	Windows 7 Pro 64 / Windows 8.1 Pro 64 / Windows 10 Pro 64
Корпус	Tower/Workstation