



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 июня 2008 года № ФСЗ 2008/02142

На медицинское изделие

Установка стоматологическая STOMADENT IMPULS с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

"СТОМАДЕНТ СК с.р.о.", Республика Словакия,
STOMADENT SK s.r.o., Lackovce 188, 066 01 Humenne, Slovak Republic

Производитель

"СТОМАДЕНТ СК с.р.о.", Республика Словакия,
STOMADENT SK s.r.o., Lackovce 188, 066 01 Humenne, Slovak Republic

Место производства медицинского изделия

STOMADENT SK s.r.o., Lackovce 188, 066 01 Humenne, Slovak Republic

Номер регистрационного досье № 22424 от 22.05.2008

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5220

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 24 июня 2008 года № 4817-Пр/08

и приказом от 30 декабря 2016 года № 15669 о замене
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0029441

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2008 года

№ ФСЗ 2008/02142

Лист 1

На медицинское изделие

Установка стоматологическая STOMADENT IMPULS с принадлежностями:

Базовая комплектация:

1. Стоматологическое кресло DC-70.
2. Столик врача с верхней/нижней подачей шлангов.
3. Стоматологический компрессор серии "DK" и пылесос серии "DO".
4. Турбинные наконечники TG, TGL, NSK, STOMADENT, MT, CHIROTOR.
5. Переходники 418, 419, 420, NSK, STOMADENT.
6. Наконечники для микродвигателя 110 D, 120 D, 168 D, NSK, STOMADENT, MT, CHIROTOR.
7. Микродвигатель P2ED460, P2DN422, P2DF294, NSK M40, BIEN AIR, MT.
8. Скалер AMDENT.
9. Полимеризационная лампа MECTRON.
10. Пантографическое плечо.
11. Электродвигатель и плата управления электродвигателя.
12. Светильник STOMADENT.
13. Держатель монитора.
14. Пистолет стоматологический.
15. Плевательница, раковина.
16. Модуль подогрева воды.
17. Сепаратор METASYS MST1 ECO для пылесоса.
18. Панель управления с клавиатурой.
19. Клапан водный и воздушный.
20. Плата управления.
21. Трансформатор.
22. Педаль управления.

Принадлежности:

1. Смазка DENTOIL.
2. Рефлектор.
3. Крышка.
4. Лампочка.
5. Плечо к светильнику.
6. Плевательница.

Приказом от 30 декабря 2016 года № 15669 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


Д.Ю. Павлюков

0031045

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2008 года

№ ФСЗ 2008/02142

Лист 2

7. Держатель турбинки и микромотора.
8. Батарея приводных и выпускных вентилях.
9. Роторная группа CHIRANA TG, MT, NSK.
10. Стул стоматологический S-10.
11. Шланги и наконечники CATTANI для пылесоса.
12. Шланг турбинный MIDWEST 4KV, 5KV, 6KV.
13. Шланг микродвигателя.
14. Обивка кресла, спинки, подголовника и подлокотника.

И

Приказом от 30 декабря 2016 года № 15669 о замене допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0031046